

## Audiometr diagnostyczny SMART 130



**SMART 130** to najmniejszy na świecie cyfrowy audiometr diagnostyczny.

Niezastąpiony dla szpitali, przychodni, gabinetów laryngologicznych oraz protetyków słuchu. W połączeniu z laptopem idealny do badań przy łóżku pacjenta. Energooszczędny – pobiera za pośrednictwem komputera zaledwie 2W energii elektrycznej. Idealny do diagnostyki zarówno małych, jak i dużych ubytków słuchu. Maksymalny poziom dźwięku **130 dBHL**. Współpracuje z komputerem klasy PC / Laptop, z portem USB 2.0, oprogramowaniem Effetha i systemem operacyjnym Windows XP / VISTA.

**Wyjścia:** lewy / prawy AC, BC

### Częstotliwości

**AC [Hz]:** 125, 250, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k

**BC [Hz]:** 250, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 6k, 8k

**Poziom (AC):** -10dBHL ~ 130dBHL

**Poziom (BC):** -10dBHL ~ 85dBHL

**Poziom (mask.):** do 100dBHL

**Poziom (FF):** do 90dB

**Krok:** 5dB

**Ton:** czysty, pulsujący, modulowany

**Maskowanie:** wąskopasmowe

**Testy:** ręczne, HW, SISI

**Komunikacja:** wbudowany mikrofon  
talk – forward

**Wymiary:** 105 x 180 x 55 mm

**Waga:** 240g (bez przetworników)

### STANDARDY

**Bezpieczeństwo:** EN60601-1

**EMC:** EN60601-1-2

**Audiometria:** EN60645-1/ANSI S3.6, Typ 2

**Audiometria mowy:** EN 60645-2/ANSI S3.6 Typ B  
lub B-E

**Znak medyczny:** CE 0044 TÜV NORD

### Wyposażenie standardowe:

Słuchawki powietrzne PD-81 z osłonami przeciwhałasowymi

Słuchawka kostna B71

Przycisk odpowiedzi pacjenta

Oprogramowanie Effetha Audio

Kolumna wolnego pola

Płyta CD z testami liczbowymi i słownymi Westra

Kabel USB AA

Instrukcja obsługi

Walizka transportowa

### Wyposażenie opcjonalne:

EAR-Tone 3A wewnętrzne słuchawki audiometryczne

Producent: **VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY**

ul. Klonowa 18 58-310 Szczawno-Zdrój Polska

tel. +48 74 843 81 09 fax +48 74 840 17 33

web: <http://www.videomed.eu> e-mail: [handlowy@videomed.eu](mailto:handlowy@videomed.eu)